SISTEM INFORMATIC UNIC INTEGRAT AL ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA

Instrucțiuni de upgrade la versiunea 2.0

Versiune document: 2.0 - RELEASED Creat pe data: 20.12.2010







CUPRINS

CUPRINS	2
LISTA DE FIGURI	3
1. SCOP	4
2. PROCEDURA DE UPGRADE	5
 2.1. Pași premergători 2.2. Restaurarea propriu-zisă 2.3. Autorizarea accesului la aplicație 	5 7 10







LISTA DE FIGURI

Figura 1 – Arhivarea bazei de date inițiale (1.0)	. 5
Figura 2 – Selectarea opțiunii de arhivare	. 5
Figura 3 – Alegerea directorului în care se salvează arhiva	. 6
Figura 4 – Prezentarea procesului de arhivare	. 6
Figura 5 – Pagina de sfârșit a procesului de arhivare	. 7
Figura 6 – Iconița de pornite a aplicației SIUI 2.0	. 7
Figura 7 – Crearea bazei de date	. 7
Figura 8 – Selectarea opțiunii de restaurare din arhivă	. 8
Figura 9 – Ecrenul de selecție a fișierului arhivă	. 8
Figura 10 – Exemplu de selecția a fișierului arhivă	. 9
Figura 11 – Evoluția procesului de activare/restaurare a bazei de date	. 9
Figura 12 – Ecranul de stare a procesului de activare/restaurarea	10
Figura 13 – Ecreanul de autorizare a accesului la aplicație	10
Figura 14 – Ecranul principal a aplicației	11





1. SCOP

Acest document descrie pas cu pas operațiile necesare pentru a configura cu succes aplicațiile de raportare pentru SIUI 2.0, prezentând procesul de upgrade al bazei de date din vechea versiune 1.0 a aplicației la noua versiune în scopul păstrării datelor existente și continuării lucrului folosind noua vresiune.

Documentul se adresează utilizatorulor vechilor aplicații de raportare și este gândit ca o completare a Manulului de Instalare care descrie procesul de instalare a aplicației pentru utilizatorii noi ai aplicației.

Acest ghid este destinat utilizatorilor finali ai aplicației și nu necesită cunoștințe avansate despre calculatoare. Cunoștințe de bază despre operarea calculatoarelor sunt totuși necesare pentru desfășurarea procesului de instalare, cât și pentru utilizarea aplicației.







2. PROCEDURA DE UPGRADE

Această secțiune descrie pașii care trebuie efectuați pentru a instala aplicația desktop SIUI2.0 reutilizând baza de date din versiunea anterioară.

2.1. PAȘI PREMERGĂTORI

1. **Utilizatorul** accesează meniul *Administrare* | *Baza de date* | *Arhivare/Restaurare...* din versiunea 1.0 a aplicației de raporatre SIUI



Figura 1 – Arhivarea bazei de date inițiale (1.0)

2. **Utilizatorul** se selecteză opțiunea *Arhivare* care va salva un fișier ce extensia *.bkp* ce conține arhiva bazei de date și apasă butonul *Înainte*.



Figura 2 – Selectarea opțiunii de arhivare







3. **Utilizatorul** se selecteză directorul în care se va salva fișieru cu extensia *.bkp* ce conține arhiva bazei de date, apoi apasă butonul *Înainte*..

Sistent arhivare/restaurare	
Arhivare Alegeți locația în care să se facă arhivarea.	CNAS
Numele directorului în care se face arhivarea:	
Numele fişierului arhivă: RECS_76837940_20101214_2228.bkp	
CNAS-SIUI ®	<Înapoi Înainte > Renunță

Figura 3 – Alegerea directorului în care se salvează arhiva

4. **Sistemul** prezintă evoluția procesului de arhivare. Această operețiune este automată și nu mai necesită interacțiunea utilizatorului.

Sistent arhivare/restaurare	
Operația este in curs de efectuare Vă rugăm să așteptați	CNAS
Copiere fișiere temporare	
CNAS-SIUI @	< Înapoi Înainte > Renunță

Figura 4 – Prezentarea procesului de arhivare



5. Sistemul afișează starea de succes a procesului de arhivare.



Figura 5 – Pagina de sfârșit a procesului de arhivare

6. **Utilizatorul** apasă butonul *Închide* pentru a părăsi asistentul de arhivare.

2.2. RESTAURAREA PROPRIU-ZISĂ

1. Dupa instalare aplicatie de raportare SIUI versiunea 2.0 **utilizatorul** execută click pe iconița aplicației din meniul Start sau click pe iconița de pe desktop:



Figura 6 – Iconița de pornite a aplicației SIUI 2.0

 Sistemul lansează în execuție aplicația de raportare SIUI 2.0. În cazul În care serverul MSSQL este instalat, sistemul continua cu crearea bazei de date a aplicației.

Creare bază de date	
Creare bază de date	
CNAS @	
	Renunță

Figura 7 – Crearea bazei de date





Sistemul afișează asistenul de activare a aplicației.

Pentru restaurarea unei ahive a versiunii anterioare a aplicației de raportare **utilizatorul** bifează opțiunea *"Restaurare din arhiva"* din partea de jos a ecranului.

2	Activare - Selectare fişiere Selectare fisiere de inițializare				
	Nomencla	atoare			
		Alegeți fișierul cu nomenclatoare, pentru a fi importat în aplicație.			
	Fişier *				
	Date pers	onalizate			
	💿 Editare	e Manuală			
		Selectați această opțiune dacă doriți să introduceti manual datele referitoare la unitatea medicală si contract			
	🔘 Import	din fişier			
	Selectați această opțiune dacă doriți să importați datele referitoare la unitatea medicală și contract dintr-un fișier.				
	Fişier				
CNAS-SIUI ®					
	🗌 Restau	rare din arhivă. ≦Înapoi Înainte ≥	<u>R</u> enunță		

Figura 8 – Selectarea opțiunii de restaurare din arhivă

4. **Sistemul** prezinta fereastra de Selectare fisiere de initializare.

Activare - Selectare fișiere Selectare fisiere de inițializare	CNAS
Selecție arhivă bază de date Fișier arhivă • CUI unitate •	Persoană fizică
NAS-SIUI # IVI Restaurare din arhivă	≤ Înapoi Înainte <u>></u> Benunță

Figura 9 – Ecrenul de selecție a fișierului arhivă







5. **Utilizatoru**l alege fisierul ce conține arhiva (cu extensia *.bkp*) din versiunea 1.0 a aplicatiei de raportare și apasă butonul *Înainte*..

Activare - Sele Selectare fisiere de	c tare fișiere inițializare		CNAS
Selecție arhivă bo Fișier arhivă * CUI unitate *	ază de date D:\CNAS_2010\9122 76837940	2010\RECS_76837940_20101209_1 Persoană fizică	630.bkp 🛁
CNAS-SIUI ● ✓ Restaurare din	arhivă	≤Inapoi	nte <u>></u> <u>R</u> enunță

Figura 10 – Exemplu de selecția a fișierului arhivă

6. **Sitemul** afișează evoluția procesului propriu-zis de import al datelor.

Import Date Procesare fișiere de inițializare	CNAS
Importarea datelor.	64 %
CNAS-SIUI @	
<u>≤</u> Înapoi Înainte <u>></u>	<u>R</u> enunță

Figura 11 – Evoluția procesului de activare/restaurare a bazei de date





7. **Sistemul** afișează starea de succes a procesului de arhivare.

Activare - Asistentul de	Terminare activare a terminat.		CNAS
ţ)	Operația s-a terminat cu succes.		
CNAS-SIUI © —		Înapoi Înainte ≥	În <u>c</u> hide



8. Utilizatorul apasă pe butonul Inchide.

2.3. AUTORIZAREA ACCESULUI LA APLICAȚIE

În acest moment aplicația este instalată și pregătită pentru a fi utilizată, sitemul afișând ecranul de autorizare:

😇 Autorizare			
SIUI-RECS Versiune: 2.0. Copyright <i>©</i> 20	0.80 - 14/12/2010)04-2010, CNAS		CNAS
0	Nume utilizator *		
~	Parolă*		
	Dată operare*	14/12/2010	
CNAS-SIUI © —			Autorizează Renunță

Figura 13 – Ecreanul de autorizare a accesului la aplicație

Utilizatorul: Completează câmpurile *Nume utilizator* și *Parola* cu aceșeași valori ca cele folosite în versiunea 1.0.







Sistemul: Verifică numele și parola introdusă și, dacă acestea sunt corecte (identice cu cele folosite anterior), afișează ecranul de mai jos, specific fiecarui tip de aplicație de raportare:



Figura 14 – Ecranul principal a aplicației

Dacă pașii de mai sus au putut fi parcurși în totalitate, aplicația de raportare SIUI 2.0 a fost instalată cu toate datele existente în aplicatia SIUI versiunea 1.0.